



Portée détaillée v.9 de l'attestation N° 8-3866

Detailed scope v.9 of the attestation N° 8-3866

Date de publication / Publish date: 19/04/2024

Section Santé Humaine

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CENTRE HOSPITALIER GENERAL PIERRE LE DAMANY LANNION-TRESTEL

Site **LABORATOIRE DU CENTRE HOSPITALIER DE LANNION-TRESTEL** :

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH)

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Acide urique	Plasma hépariné	Spectrophotométrie sur Alinity c - Technique enzymatique	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Acide urique	Plasma hépariné	Spectrophotométrie sur c4000 - Technique enzymatique	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Acide valproïque	Sérum	Immunoturbidimétrie d'inhibition sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
ALAT	Plasma hépariné	IFCC sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
ALAT	Plasma hépariné	IFCC sur c4000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH)

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Albumine	Plasma hépariné	Spectrophotométrie sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Albumine	Plasma hépariné	Spectrophotométrie sur c4000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
ApoB	Plasma hépariné	Dosage immuno turbidimétrique sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
ASAT	Plasma hépariné	Méthode enzymatique sur c4000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
ASAT	Plasma hépariné	Méthode enzymatique sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Bilirubine C	Plasma hépariné	Sel de diazonium sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Bilirubine C	Plasma hépariné	Sel de diazonium sur c4000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Bilirubine T	Plasma hépariné	Sel de diazonium sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Bilirubine T	Plasma hépariné	Sel de diazonium sur c4000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
BNP	Plasma sur EDTA	Immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH)

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
BNP	Plasma sur EDTA	Immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) sur i1000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Calcium	Plasma hépariné	Arsenazo III Spectrophotométrie sur c4000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Calcium	Urines	Arsenazo-III sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Calcium	Plasma hépariné	Arsenazo III Spectrophotométrie sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Accréditation depuis le 22/12/2016 Nouvel automate le 20/03/2018
Chlore	Plasma hépariné	Potentiométrie indirecte sur c4000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Chlore	Plasma hépariné	Potentiométrie indirecte sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Cholestérol	Plasma hépariné	Méthode enzymatique sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
CO2	Plasma hépariné	Spectrophotométrie sur Alinity c - Technique enzymatique	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
CO2	Plasma hépariné	Spectrophotométrie sur c4000 - Technique enzymatique	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
CPK	Plasma hépariné	NAC (N-acétyl-L-cystéine) sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH)

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
CPK	Plasma hépariné	NAC (N-acétyl-L-cystéine) sur c4000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Creatinine	Urines	Méthode enzymatique sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
CRP	Plasma hépariné	Dosage immunologique latex (turbidimétrique/immuno-turbidimétrique) sur c4000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
CRP	Plasma hépariné	Dosage immunologique latex (turbidimétrique/immuno-turbidimétrique) sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Accréditation depuis le 22/12/2016 Nouvel automate le 20/03/2018
Créatinine	Plasma hépariné	Spectrophotométrie sur Alinity c - Technique enzymatique	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Accréditation depuis le 22/12/2016 Nouvel automate le 20/03/2018
Créatinine	Plasma hépariné	Spectrophotométrie sur c4000 - Technique enzymatique	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Digoxine	Sérum	Dosage immuno-turbidimétrique homogène d'inhibition optimisé sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Ethanol	Plasma fluoré	Méthode enzymatique sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Ethanol	Plasma fluoré	Méthode enzymatique sur c4000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Fer	Plasma hépariné	Férène sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020 Nouveau réactif Iron2 Abbott à partir du 10/10/2023

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH)

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Ferritine	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Folates	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Gaz du sang, cooxymétrie, lactates et métabolites (Calcium, sodium, potassium, chlore)	Sang total sur héparine	Potentiométrie, ampérométrie sur GEM5000	LN-D-BIOG-MOP-021 V1 LN-D-BIOG-MOP-022 V1 LN-D-BIOG-MOP-023 V1 LN-D-BIOG-MOP-020 V1	Ajout en portée flexible le 18/04/2024
GGT	Plasma hépariné	Substrat L-Gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide Spectrophotométrie sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Accréditation depuis le 22/12/2016 Nouvel automate le 20/03/2018
GGT	Plasma hépariné	Substrat L-Gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide Spectrophotométrie sur c4000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Glucose	Urines	Méthode enzymatique, lecture par spectrophotométrie sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Glucose	Plasma fluoré	Hexokinase/G-6-PDH Spectrophotométrie sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Accréditation depuis le 22/12/2016 Nouvel automate le 20/03/2018
Glucose	Plasma fluoré	Hexokinase/G-6-PDH Spectrophotométrie sur c4000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Glucose	LCR	Méthode enzymatique, lecture par spectrophotométrie sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Haptoglobine	Sérum	Immunoturbidimétrie sur c4000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH)

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Haptoglobine	Sérum	Immunoturbidimétrie sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
HDL	Plasma hépariné	Détergent sélectif et accélérateur sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
IgA	Sérum	Immunoturbidimétrie sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
IgG	Sérum	Immunoturbidimétrie sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
IgM	Sérum	Immunoturbidimétrie sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
K U	Urines	Potentiométrie indirecte sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Lactates	Plasma fluoré	Spectrophotométrie sur Alinity c - Technique enzymatique	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Lactates	Plasma fluoré	Spectrophotométrie sur c4000 - Technique enzymatique	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
LDH	Liquide de ponction	Spectrophotométrie sur Alinity c - Technique enzymatique Lactate Dehydrogenase	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
LDH	Plasma hépariné	Spectrophotométrie sur c4000 - Technique enzymatique Lactate Dehydrogenase	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH)

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
LDH	Plasma hépariné	Spectrophotométrie sur Alinity c - Technique enzymatique Lactate Dehydrogenase	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Magnesium	Plasma hépariné	Spectrophotométrie sur Alinity c - Technique enzymatique	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Na U	Urines	Potentiométrie indirecte sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
PAL	Plasma hépariné	Para-nitrophényl phosphate Spectrophotométrie sur c4000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
PAL	Plasma hépariné	Para-nitrophényl phosphate Spectrophotométrie sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Accréditation depuis le 22/12/2016 Nouvel automate le 20/03/2018
Phosphore	Plasma hépariné	Phosphomolybdate Spectrophotométrie sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Accréditation depuis le 22/12/2016 Nouvel automate le 20/03/2018
Phosphore	Plasma hépariné	Phosphomolybdate Spectrophotométrie sur c4000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Phosphore	Urines	Spectrophotométrie sur Alinity c - Molybdate d'ammonium	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Potassium	Plasma hépariné	Potentiométrie indirecte sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Accréditation depuis le 22/12/2016 Nouvel automate le 20/03/2018
Potassium	Plasma hépariné	Potentiométrie indirecte sur c4000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH)

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Proteine	Plasma hépariné	Biuret Spectrophotométrie sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Accréditation depuis le 22/12/2016 Nouvel automate le 20/03/2018
Proteine	Plasma hépariné	Biuret Spectrophotométrie sur c4000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Protéine	LCR	Spectrophotométrie sur Alinity c - Chlorure de benzéthonium	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Protéine	Liquide de ponction	Spectrophotométrie sur Alinity c - Chlorure de benzéthonium	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Protéine	Urines	Spectrophotométrie sur Alinity c - Chlorure de benzéthonium	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Sodium	Plasma hépariné	Potentiométrie indirecte sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Accréditation depuis le 22/12/2016 Nouvel automate le 20/03/2018
Sodium	Plasma hépariné	Potentiométrie indirecte sur c4000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
T4	Sérum	dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
T4	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) sur i1000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Transferrine	Sérum	Immuno-turbidimétrie sur Alinity c.	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH)

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Triglycérides	Plasma hépariné	Spectrophotométrie sur Alinity c - Technique enzymatique Glycérol phosphate oxydase	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Troponine HS	Plasma hépariné	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) sur i1000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Troponine HS	Plasma hépariné	Technique CMIA (Chemiluminescent Microparticule ImmunoAssay) sur Alinity i	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Accréditation depuis le 22/12/2016 Nouvel automate le 20/03/2018
TSH	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
TSH	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) sur i1000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Urée	Plasma hépariné	Uréase Spectrophotométrie sur c4000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Urée	Plasma hépariné	Uréase Spectrophotométrie sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Accréditation depuis le 22/12/2016 Nouvel automate le 20/03/2018
Urée	Urines	Spectrophotométrie sur Alinity c - Technique enzymatique	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
Vitamine B12	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020
βHCG	Sérum	Immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) sur Alinity c	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020

BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH)

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
βHCG	Sérum	Immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) sur i1000	LN-D-BIOG-MOP-011 LN-D-BIOG-MOP-012 LN-D-BIOG-MOP-013 LN-D-BIOG-MOP-014	Ajout en portée flexible le 22/07/2020

Ajout des gaz du sang sur Gem5000

BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH)

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Cryoglobuline	Sérum	Recherche de cryoprécipitation	D-MO CRY01 V1	Ajout en portée flexible le 27/10/2021
HBA1C (Dosage sang)	Sang total sur EDTA	Electrophorèse capillaire sur Capillarys 3 Sebia	D-MO-CAP02 V4 D-MO-CAP03 V5 D-MO-CAP04 V4 D-MO-CAP05 V10 D-MO-CAP08 V5	Accréditation depuis le 14/12/2017 Modification le 16/12/2021
Immunotypage sang	Sérum	Immunosoustraction sur Capillarys3 Sebia	D-MO-CAP02 V4 D-MO-CAP03 V5 D-MO-CAP07 V4 D-MO-CAP10 V4	Ajout en portée flexible le 18/05/2022

BM BB05 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE (SH) / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE (SH)

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche de sang	Selles	Tests rapides sur supports solides Kit Biosynex	Notice Hemotrust	Accréditation depuis le 22/03/2019

BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE (SH) / HÉMATOCYTOLOGIE (SH)

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Formule sanguine	Sang total sur EDTA	Identification morphologique par microscopie optique	LN-D-HEMA-MOP-001 LN-D-HEMA-MOP-007	Accréditation depuis le 14/12/2017
Hémogramme y compris plaquettes et réticulocytes et numération formule sanguine	Sang total sur EDTA	Impédence + Optique sur Sysmex XN1000	LN-D-HEMA-MOP-001 LN-D-HEMA-MOP-002 LN-D-HEMA-MOP-003 LN-D-HEMA-MOP-007	Accréditation depuis le 14/12/2017 Modification : Nouveau sysmex XN1000 depuis le 20/11/2018
Test de Kleihauer	Sang total sur EDTA	identification morphologique et numération au microscope optique des hématies fœtales	LN-D-HEMA-MOP-006	Ajout en portée flexible le 21/01/2019

Site LABORATOIRE DU CENTRE HOSPITALIER DE LANNION-TRESTEL :

BM HB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE (SH) / HÉMATOCYTOLOGIE (SH)

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Coloration de perls	Moelle	Identification morphologique par microscopie optique après coloration Kit hématognot Fe®	LN-D-HEMA-MOP-004	Ajout en portée flexible le 27/10/2021
Myélogramme	Moelle	Identification morphologique par microscopie optique	LN-D-HEMA-MOP-001 LN-D-HEMA-MOP-012	Accréditation depuis le 03/12/2019

BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE (SH) / HÉMOSTASE (SH)

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
D-dimères	Plasma citraté	Méthode immuno-turbidimétrique sur STA Compact Max 3	LN-D-HEMA-MOP-014 LN-D-HEMA-MOP-016	Ajout en portée flexible le 21/02/2018 Changement d'automate le 27/11/2019
Dosage du facteur V	Plasma citraté	Mesure chronométrique par viscosimétrie sur STA Compact Max3	LN-D-HEMA-MOP-014 LN-D-HEMA-MOP-016	Ajout en portée flexible le 21/02/2018 Changement d'automate et de réactif le 27/11/2019
Fibrinogène (FACT.I) : Dosage	Plasma citraté	Mesure chronométrique par viscosimétrie sur STA Compact Max3	LN-D-HEMA-MOP-014 LN-D-HEMA-MOP-016	Accréditation depuis le 22/12/2016 Changement d'automate le 27/11/2019
Temps de céphaline + activateur : TCA	Plasma citraté	Mesure chronométrique par viscosimétrie sur STA Compact Max3	LN-D-HEMA-MOP-014 LN-D-HEMA-MOP-016	Accréditation depuis le 22/12/2016 Changement d'automate le 27/11/2019
Temps de céphaline kaolin : TCK	Plasma citraté	Mesure chronométrique par viscosimétrie sur STA Compact Max3	LN-D-HEMA-MOP-014 LN-D-HEMA-MOP-016	Ajout en portée flexible le 21/02/2018 Changement d'automate le 27/11/2019
TP/INR	Plasma citraté	Mesure chronométrique par viscosimétrie sur STA Compact Max3	LN-D-HEMA-MOP-014 LN-D-HEMA-MOP-016	Accréditation depuis le 22/12/2016 Changement de réactif le 27/02/2019 Changement d'automate le 27/11/2019

BM CB03 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE (SH) / HÉMOSTASE (SH)

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Activité antiXa : Apixaban	Plasma citraté	Chronometrie Réactif stago sur STA Compact max3	LN-D-HEMA-MOP-014 LN-D-HEMA-MOP-015 LN-D-HEMA-MOP-016	Extension obtenue à partir du 23/08/2023
Activité antiXa : HNF	Plasma citraté	Chronometrie Réactif stago sur STA Compact max3	LN-D-HEMA-MOP-014 LN-D-HEMA-MOP-015 LN-D-HEMA-MOP-016	Extension obtenue à partir du 23/08/2023
Activité antiXa : Rivaroxaban	Plasma citraté	Chronometrie Réactif stago sur STA Compact max3	LN-D-HEMA-MOP-014 LN-D-HEMA-MOP-015 LN-D-HEMA-MOP-016	Extension obtenue à partir du 23/08/2023

BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE (SH) / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Groupage sanguin ABO/Phénotype RH (C, c, E, e) ET KELL (K)	Sang total sur EDTA	Héماغglutination en microfiltration sur colonne sur Biorad IH500	LN-D-HEMA-MOP-027 LN-D-HEMA-MOP-032 LN-D-HEMA-MOP-033	Accréditation depuis le 22/12/2016 Modification (nouvel automate IH500) le 01/03/2019
Groupage sanguin ABO/Phénotype RH (C, c, E, e) ET KELL (K)	Sang total sur EDTA	Héماغglutination en microfiltration sur gel - Méthode manuelle	LN-D-HEMA-MOP-027 LN-D-HEMA-MOP-029	Accréditation depuis le 22/12/2016
Groupage sanguin ABO/Phénotype RH (C, c, E, e) ET KELL (K)	Sang total sur EDTA	Héماغglutination sur plaque - Méthode manuelle	LN-D-HEMA-MOP-027 LN-D-HEMA-MOP-029	Accréditation depuis le 22/12/2016

Site LABORATOIRE DU CENTRE HOSPITALIER DE LANNION-TRESTEL :

BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE (SH) / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
RAI : DEPISTAGE	Sang total sur EDTA	Gel filtration sur Biorad IH500	LN-D-HEMA-MOP-032 LN-D-HEMA-MOP-033	Accréditation depuis le 22/12/2016 Modification (nouvel automate IH500) le 01/03/2019
RAI : DEPISTAGE	Sang total sur EDTA	Gel filtration en technique manuelle	LN-D-HEMA-MOP-028	Ajout en portée flexible le 25/03/2019

Site LABORATOIRE DU CENTRE HOSPITALIER DE LANNION-TRESTEL :

BM IH04 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE (SH) / IMMUNO-HÉMATOLOGIE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Coombs direct	Sang total sur EDTA	Gel filtration sur Biorad IH500	LN-D-HEMA-MOP-032 LN-D-HEMA-MOP-033	Accréditation depuis le 22/12/2016 Modification (nouvel automate IH500) le 01/03/2019
Coombs direct	Sang total sur EDTA	Gel filtration en technique manuelle	LN-D-HEMA-MOP-030	Ajout en portée flexible le 25/03/2019

BM MG01 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE (SH) / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Détection d'anticorps anti Treponema pallidum	Sérum	Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence sur Alinity i	D-MO-BW01 V2 LN-D-BIOG-MOP-003 LN-D-BIOG-MOP-004 D-MO-ALI06 V3	Accréditation depuis le 03/12/2019

BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE (SH) / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche de Clostridium difficile : GDH, toxine A et toxine B	Selles	Immunoenzymatique membranaire TECHLAB C.DIFF Quick Chek ALERE	LN-D-BACT-MOP-029	Accréditation depuis le 22/03/2019

Site LABORATOIRE DU CENTRE HOSPITALIER DE LANNION-TRESTEL :

BM MG05 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE (SH) / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
PCR Coronavirus	Prélèvement naso pharyngé	PCR Temps réel sur GenExpert	LN-D-PCR-MOP-001	Accréditation obtenue le 25/09/2023

BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE (SH) / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen morphologique direct microscopique	Echantillons biologiques d'origine humaine	Coloration de Gram Méthode automatisée : Aérospray (ELITechGroup)	DVM VM-LN-AQUAL-22-2	Accréditation depuis le 03/12/2019 Modification le 08/09/2022
Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires	Urines	Examen morphologique direct microscopique	D-MO-BAC19 V2	Accréditation depuis le 03/12/2019

BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE (SH) / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche de germes bactériens	Hémoculture	Analyse chimique après culture (Fluorescence) sur Bactec FX200 et FX40	LN-D-BACT-MOP-041	Accréditation depuis le 22/03/2019 Nouveau Bactec FX 40 depuis le 30/06/2022

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE (SH) / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE				
Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Examen morphologique direct microscopique	Culture bactérienne	Coloration de Gram Méthode automatisée : colorateur POLYSTAINER IUL	LN-D-BACT-MOP-001	Accréditation depuis le 03/12/2019
Examen morphologique direct microscopique	Culture bactérienne	Examen morphologique direct microscopique sans préparation (état frais)	LN-D-BACT-MOP-004 LN-D-BACT-MOP-005 LN-D-BACT-MOP-006 LN-D-BACT-MOP-012 LN-D-BACT-MOP-013 LN-D-BACT-MOP-014 D-MO-BAC15 V2 D-MO-BAC16 V1 D-MO-BAC17 V1 D-MO-BAC20 V1 D-MO-BAC21 V1 D-MO-BAC22 V2 D-MO-BAC25 V1 D-MO-BAC27 V1	Accréditation depuis le 03/12/2019
Identification des Echerichia Coli	Urines	Détermination phénotypique sur milieu BBL CHROMagar Orientation Medium BD	D-MO-BAC19 V2	Identification bactérienne en milieu chromogène Accréditation depuis le 03/12/2019

BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE (SH) / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Préparation en vue de recherche et identification de germes bactériens et / ou de bactéries spécifiques	Echantillons biologiques d'origine humaine et autres échantillons liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse...	Mise en culture ensemencement	LN-D-BACT-MOP-002 LN-D-BACT-MOP-003 LN-D-BACT-MOP-004 LN-D-BACT-MOP-005 LN-D-BACT-MOP-006 LN-D-BACT-MOP-007 LN-D-BACT-MOP-008 LN-D-BACT-MOP-009 LN-D-BACT-MOP-010 LN-D-BACT-MOP-011 LN-D-BACT-MOP-012 LN-D-BACT-MOP-013 LN-D-BACT-MOP-014 D-MO-BAC15 V2 D-MO-BAC16 V1 D-MO-BAC17 V LN-D-BACT-MOP-018 D-MO-BAC19 V D-MO-BAC20 V1 D-MO-BAC21 V D-MO-BAC22 V2 LN-D-BACT-MOP-023 D-MO-BAC24 V1 D-MO-BAC25 V D-MO-BAC26 V1 D-MO-BAC27 V D-MO-BAC28 V1 LN-D-BACT-MOP-030 LN-D-BACT-MOP-031 LN-D-BACT-MOP-03 LN-D-BACT-MOP-033	Accréditation depuis le 22/03/2019

BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE (SH) / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Etude qualitative de la sensibilité aux antibiotiques	Culture bactérienne	Diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé-Lecture Sirscan, CMI bandelettes - UMIC	LN-D-BACT-MOP-036	Accréditation depuis le 22/03/2019 Ajout des CMI bandelettes - UMIC en portée flexible le 27/10/2021

Site LABORATOIRE DU CENTRE HOSPITALIER DE LANNION-TRESTEL :

BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE (SH) / MICROBIOLOGIE GÉNÉRALE

Examen / analyse <i>Examination / analysis</i>	Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique <i>Nature of the biological sample/of the anatomical region</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Nature de l'évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque <i>Remarks</i>
Recherche de parasites sanguins : Hématozoaires	Sang total sur EDTA	Frottis- coloration- microscopie Technique manuelle Immunochromatographie	LN-D-HEMA-MOP-005	Accréditation depuis le 22/12/2016