



Le laboratoire se tient à votre disposition pour tout renseignement  
que vous jugeriez utile

ANALYSES	COULEUR BOUCHON	VOLUME	ANTI COAGULANT	OBSERVATIONS
<b>ANALYSES REALISEES AU CH DE LANNION</b>				
<b>CHIMIE</b>				
Urée, Créatinine, Protides, Na, K, Cl, Réserve alcaline, Lipase, CPK, LDH, Fer, CRP, GOT, GPT, GGT, PAL, Bilirubine, Acide urique, Cholestérol, HDL, Triglycérides, Calcium, Phosphore, Troponine, Apo B, Transferrine, Albumine, Magnésium, paracétamol, PCT, BhCG, calcium ionisé, procalcitonine, iono sang total		4 ml	Héparine de lithium	1 tube
Glycémie, Cycles glycémiques, Epreuves, Alcoolémie, Lactates		4 ml	Fluorure de Na et oxalate de K	1 tube, noter l'heure de prélèvement.
BNP		4 ml	EDTA	1 tube
Gaz du sang, lactates, Methémoglobine, calcium ionisé, iono sang total		3 ml	Héparine de lithium	A faire parvenir immédiatement au labo
pH/lactates sang de cordon			Héparine de lithium	A faire parvenir immédiatement au labo
Hémoglobine glyquée (HbA1c)		4 ml	EDTA	1 tube
<b>GROUPE I</b>				
Electrophorèse des protéines sériques, Immunofixation, Syphilis		6 ml	Tube sec	1 tube
<b>GROUPE II</b>				
TSH, FT4 Haptoglobine Ferritine, Folates, B12 Ac. Valproïque, Digoxine		6 ml	Tube sec	1 tube pour 3 analyses



HEMOSTASE				
TP, TCA, Fibrinogène, D-dimères, facteur V, PDF, Anti-Xa		4.5 ml	Citrate de sodium	1 tube
Facteurs de coagulation autre que facteur V		4.5 ml	Citrate de sodium	2 tubes
HEMATOLOGIE				
Numération Formule, Plaquettes, Réticulocytes		4 ml	EDTA	1 tube
IMMUNO-HEMATOLOGIE				
Test de Coombs direct seul		4 ml	EDTA	1 tube
Groupe, Phénotype, test de Coombs direct		4 ml	EDTA	1 tube
RAI		4 ml	EDTA	1 tube <i>Si Groupe + RAI : 1 seul tube</i>
ANALYSES REALISEES AU CH DE GUINGAMP				
PSA, ACE, AFP, CA 19-9, CA 15-3, CA 125, vitamine D		4 ml	Héparine de lithium	1 tube pour 3 analyses
Phénobarbital, Carbamazépine		4 ml	Tube sec	1 tube
ANALYSES REALISEES AU CH DE PAIMPOL				
Cortisol		4 ml	Héparine de lithium	1 tube
Hépatite A, Hépatite B, Hépatite C, HIV, Toxoplasmose, Rubéole, CMV, EBV <i>Hépatite B = 3 examens</i>		5 ml	Tube sec avec gel	1 tube pour 3 examens



ANALYSES REALISEES AU CH DE SAINT-BRIEUC

Beta 2 microglobuline		4 ml	Héparine de lithium	1 tube
Charge virale HIV		6 ml	EDTA	1 tube
Immunophénotypage sang, Lymphocytes CD4-CD8-CD3		4 ml	EDTA	1 tube
Parathormone		4 ml	EDTA	1 tube
Sérologie de Lyme		5 ml	Tube sec avec gel	1 tube
<b>GROUPE III</b>				
Oestradiol, FSH, LH, Prolactine, Testostérone, progestérone		6 ml	Tube sec	1 tube
<b>GROUPE IV</b>				
Chaînes légères k/l, IgE, préalbumine		6 ml	Tube sec	1 tube
<b>GROUPE V</b>				
Vancomycine, Gentamycine, Amikacine		6 ml	Tube sec	1 tube
<b>GROUPE VI</b>				
AC anti-nucléaires AC anti-DNA natif AC anti-antigènes solubles (SSA-SSB- Sm-RNP-Scl70-J01) AC anti mitochondrie, LKM, muscle lisse, estomac (anti-cellules pariétales) ANCA		5 ml	Tubes secs avec gel	1 tube pour l'ensemble
Facteurs rhumatoïdes + Anti-CCP AC anti-cardiolipine + Beta2GP1		5 ml	Tubes secs avec gel	1 tube pour l'ensemble